

Wangenabhalter nach Hilger

www.ustomed.de



Vorteile des Wangenabhalters nach Hilger gegenüber der Verwendung von Mundspiegeln zum Abhalten:

- ▶ Durch tellerförmige Wölbung des Arbeitsteiles ideale Anpassung an die jeweilige Abhaltesituation.
- ▶ Durch gewölbten breiten Schaft für den Patienten mundwinkelschonend und gleichzeitig für die HelferIn ergonomisches und entkrampfendes Abstützen des Fingers beim Abhalten.
- ▶ 18/8 Edelstahl, deshalb auf Jahre hinaus unverwüstlich.
- ▶ Normgewinde-paßt auf jeden handelsüblichen Mundspiegelgriff.



Hilger Wangenabhalter



Bestell-Nr. 24-159-001
Aufsatz-Hilger-Wangenabhalter, allein
Preis pro Stück: EUR 9,96

Bestell-Nr. 24-159-000
Hilger-Wangenabhalter, komplett
Preis pro Stück: EUR 24,53



USTOMED INSTRUMENTE
Ulrich Storz GmbH & Co. KG

Bischof-Sproll-Straße 2
78532 Tuttlingen / Germany

Hersteller von Chirurgie- und
Dentalinstrumenten

Phone: + 49 (0) 74 61 / 9 65 85 0
Fax: + 49 (0) 74 61 / 9 65 85 65

Manufacturer of Surgical and

info@ustomed.de